

INSTRUKCJA STOSOWANIA

wyrobu medycznego

«LOREKT spray»

NAZWA HANDLOWA: LOREKT spray.

SKŁAD

Chlorek sodu – 9,0 mg/ml, woda oczyszczona, produkty utleniania kwasów tłuszczowych (mieszanina związków karbonylowych) – nie mniej niż 0,0034 mg-eq/ml.

OPIS

Przezroczysta ciecz o barwie od jasnożółtej do żółtej z brązowym odcieniem o specyficznym zapachu. W procesie przechowywania dozwolone jest powstawanie osadu.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Spray. 30 ml produktu w butelkach z pompką rozpylającą i końcówką-rozpylaczem (dopuszcza się kompletowanie z urządzeniami rozpylającymi o różnej konstrukcji: końcówka-rozpylacz nosowy i kapturek ochronny oraz końcówka-rozpylacz doustny; końcówka-rozpylacz uniwersalny, itp.).

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kompletności opakowania, co nie ma wpływu na właściwości konsumenckie wyrobu.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

LOREKT spray jest skutecznym środkiem antyseptycznym i przeciwdrobnoustrojowym pochodzenia naturalnego, otrzymanym w wyniku utleniania kwasów tłuszczowych za pomocą roztworu izotonicznego chlorku sodu.

Źródłem kwasów tłuszczowych jest olej rybi, który zawiera wysoki poziom jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także witaminy D₃, A, E.

Podczas procesu utleniania kwasów tłuszczowych powstają związki karbonylowe, które mają działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec mikroflory ropnej (ropotwórczej) - pałeczki ropy błękitnej, *Proteus*, pałeczki okrężnicy, gronkowców. Taka aktywność jest związana ze specyfiką struktury związków karbonylowych, która determinuje ich zdolność do dezaktywacji wielu enzymów komórki drobnoustroju, co prowadzi do zahamowania w niej ważnych procesów metabolicznych.

W wyniku procesu utleniania kwasów tłuszczowych w naturalny sposób bez dodatku odczynników chemicznych i utleniaczy otrzymano LOREKT spray, który jako jedyny zawiera ilość związków karbonylowych wystarczającą do zaimplementowania niezbędnego działania przeciwdrobnoustrojowego i antyseptycznego.

Dostępność związków karbonylowych w obecności izotonicznego roztworu chlorku sodu przyczynia się do niszczenia drobnoustrojów na błonie śluzowej jamy nosowej i jamy ustnej, bez naruszania jej prawidłowej mikroflory; usuwania wirusów, bakterii i alergenów; nawilżaniu i oczyszczaniu błony śluzowej nosa, usuwając nadmiar śluzu, strupów i najdrobniejszych cząstek po operacjach bez ryzyka krwawienia.

W efekcie poprawia się funkcja nabłonka rzęskowego, zwiększa się odporność błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej i zatok przynosowych na penetrację patogennych bakterii i wirusów oraz normalizują się właściwości reologiczne śluzu.

LOREKT spray pomaga przywrócić drożność i prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, przyspiesza powrót do zdrowia po chorobach nosogardła i zatok przynosowych.

Wyrób nie ma działania farmakologicznego, immunologicznego ani metabolicznego.

ZALECENIA DO STOSOWANIA:

- do łagodzenia stanu przy ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych nosogardzieli, zatok przynosowych, jamy ustnej o różnej etiologii (nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie migdałków (w tym angina), zapalenie gardła, zapalenie jamy ustnej), zapalenie krtani;
- w ramach kompleksowego leczenia i profilaktyki ostrych chorób układu oddechowego;
- do sanityzacji błony śluzowej nosa;
- w celu zmniejszenia objawów miejscowego procesu zapalnego w jamie nosowej i jamie ustnej;
- do nawilżenia błony śluzowej nosa i zachowania jej fizjologicznych właściwości ochronnych w warunkach zwiększonej suchości powietrza;
- u osób cierpiących na częste nieżyty nosa i zatok przynosowych regularne stosowanie wyrobu pozwala na zmniejszenie częstotliwości i czasu stosowania leków;
- w ramach kompleksowego leczenia przerostu migdałków, zapalenia migdałków.

PRZECIWWSKAZANIA

Zwiększona indywidualna wrażliwość na składniki wyrobu medycznego.

SPECYFIKA STOSOWANIA

Podczas nawadniania jamy nosowej nie przechylać głowy do tyłu.

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji, nie zaleca się używania tej samej końcówki przez kilka osób.

Bezpośrednio po użyciu, a także w przypadku stosowania tej samej końcówki w jamie nosowej i ustnej, należy ją obrobić wacikiem zamoczonym w 70-stopniowym roztworze alkoholu etylowego lub innego środka antyseptycznego.

Podczas rozpylania wyrobu leczniczego należy unikać dostania się go do oczu.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku braku efektu klinicznego w ciągu 7 dni po zastosowaniu produktu w ramach złożonego leczenia, pogorszenia stanu lub wystąpienia obrzęku, swędzenia błon śluzowych jamy ustnej, nosa, gardła; kichania, łzawienia, trudności w oddychaniu.

Stosowanie u dzieci: nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed rozpoczęciem stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania w jamie nosowej:

Przed wprowadzeniem LOREKT sprayu zaleca się oczyszczenie kanałów nosowych ze śluzu.

W przypadku wyposażenia w pompkę rozpylającą i końcówkę-rozpylacz nosowy: założyć na pompkę rozpylającą końcówkę-rozpylacz z kapturkiem ochronnym. Zdjąć z końcówki-rozpylacza kapturek ochronny.

W przypadku wyposażenia w pompkę rozpylającą z uniwersalną końcówką rozpylaczem: obrócić końcówkę-rozpylacz otworem do góry. Po użyciu przywrócić końcówkę do pierwotnej pozycji: otworem w dół.

Wykonać próbne nawodnienie w celu określenia wrażliwości na wyrób: trzymając butelkę pionowo, włożyć końcówkę-rozpylacz do jednego z kanałów nosowych i wykonać 1 nacisk.

LOREKT spray można stosować w przypadku braku 30 minut po stosowaniu obrzęku błony śluzowej nosa, trudności w oddychaniu, łzawienia, kichania, świądu.

Dorośli: wykonać 3-4 naciski na końcówkę-rozpylacz w każdym kanale nosowym 3-4 razy dziennie.

Dzieci: 1 nacisk w każdym kanale nosowym 3-4 razy dziennie.

W przypadku stosowania w jamie ustnej:

W przypadku wyposażenia w pompkę rozpylającą i końcówkę-rozpylacz doustny: założyć na pompkę rozpylającą końcówkę-rozpylacz doustny.

W przypadku wyposażenia w pompkę rozpylającą i uniwersalną końcówkę-rozpylacz: końcówkę-rozpylacz obrócić otworem w bok. Po użyciu przywrócić końcówkę do pierwotnej pozycji: otworem w dół.

Wykonać próbne nawodnienie w celu określenia wrażliwości na wyrób: trzymając butelkę pionowo, włożyć końcówkę-rozpylacz do jamy ustnej i wykonać 1 nacisk.

LOREKT spray można stosować w przypadku braku 30 minut po stosowaniu obrzęku błony śluzowej, świądu, trudności w oddychaniu, łzawienia.

Dorośli: wykonać 3-4 naciski na końcówkę-rozpylacz 3-4 razy dziennie.

Dzieci: 1-2 naciski 3-4 razy dziennie.

SKUTKI UBOCZNE

Możliwa jest indywidualna nietolerancja, reakcje alergiczne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

W miejscu chronionym przed światłem w temperaturze od 2°C do 25°C.

Przechowywać w niedostępnym dla dzieci miejscu.

Transport wszystkimi rodzajami krytych środków transportu w temperaturze od 2 °C do 25 °C.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM PO WYROBIE

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności dotyczące postępowania z odpadami. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 2 lata. Należy zużyć do daty wskazanej na opakowaniu.

PRODUCENT:

«BIOLIK PHARMA» LLC

Siedziba osoby prawnej:

Ukraina, 61070, obwód Charkowski, miasto Charków, Pomirki, dom nr 70.

Adres miejsca prowadzenia działalności:

Ukraina, 61070, obwód Charkowski, miasto Charków, Pomirki-70, dom b/n.

www.biolik.com.ua

W przypadku jakiegokolwiek poważnego incydentu, który miał miejsce z wyrobem lub wystąpienia skutków ubocznych podczas stosowania wyrobu, należy powiadomić producenta dowolnym środkiem komunikacji: Ukraina, 61070, obwód Charkowski, miasto Charków, Pomirki, dom nr 70 lub e-mail: office@biolik.com.ua

W przypadku naruszenia przez konsumenta warunków przechowywania i transportu ustalonych przez producenta, komunikaty uważa się za bezzasadne.

Objaśnienie symboli na opakowaniu:



Producent



Ograniczenie temperatury



Numer serii



Data produkcji



Termin ważności



Wyrób medyczny



Sprawdzić w instrukcji użycia



Oznakowanie CE

Data ostatniej rewizji: 12.06.2023